

Leukoplast® skin sensitive.

Überzeugende Produkteigenschaften.



Skin Sensitive stellt sich den Herausforderungen:

- Häufiger Verbandwechsel
- Schmerzempfindliche Körperstellen
- Wunden, die regelmäßig untersucht werden müssen



Das Leukoplast® skin sensitive Sortiment

Bestellinformationen

Denn fragile Haut erfordert besondere Lösungen.

Postoperative Wundverbände	Leukomed® skin sensitive							
		Abmessung	Wundauflage	Inhalt / Packung	BE	VE	BNR	PZN
		7,2 cm x 5 cm	4 cm x 2,8 cm	20 Stück	1	10	7123900	17410914
		10 cm x 8 cm	6 cm x 4 cm	20 Stück	1	10	7123901	17410920
		15 cm x 8 cm	11 cm x 4 cm	20 Stück	1	10	7123902	17410966
		25 cm x 10 cm	20 cm x 5 cm	20 Stück	1	12	7123903	17410972
		7,2 cm x 5 cm	4 cm x 2,8 cm	5 Stück	1	36	7123904	17410989
		10 cm x 8 cm	6 cm x 4 cm	5 Stück	1	36	7123905	17410995
		15 cm x 8 cm	11 cm x 4 cm	5 Stück	1	36	7123906	17411003
		25 cm x 10 cm	20 cm x 5 cm	5 Stück	1	36	7123907	17411026
	Leukomed® T skin sensitive							
Fixierung		Abmessung	Inhalt / Packung	BE	VE	BNR	PZN	
		7,2 cm x 5 cm	5 Stück	1	36	7646400	15862925	
		10 cm x 8 cm	5 Stück	1	36	7646401	15862931	
		15 cm x 8 cm	5 Stück	1	36	7646402	15862948	
		Leukomed® T plus skin sensitive						
		Abmessung	Wundauflage	Inhalt / Packung	BE	VE	BNR	PZN
		7,2 cm x 5 cm	4 cm x 2,8 cm	5 Stück	1	36	7617800	15862888
		10 cm x 8 cm	6 cm x 4 cm	5 Stück	1	36	7617801	15862894
		15 cm x 8 cm	11 cm x 4 cm	5 Stück	1	36	7617802	15862902
		25 cm x 10 cm	20 cm x 5 cm	5 Stück	1	36	7617803	15862919
		Fixomull® skin sensitive						
		Abmessung	Inhalt / Packung	BE	VE	BNR	PZN	
		5 m x 5 cm	1 Rolle	1	24	7996501	15190928	
		5 m x 10 cm	1 Rolle	1	12	7996502	15190934	
		Leukoplast® skin sensitive						
		Abmessung	Inhalt / Packung	BE	VE	BNR	PZN	
		2,6 m x 1,25 cm	24 Stück im Schutzring	24	240	7617300	15190874	
		2,6 m x 2,5 cm	12 Stück im Schutzring	12	120	7617301	15190897	
		1 m x 2,5 cm	12 Stück im Schutzring	12	120	7617306	15190911	
		2,6 m x 2,5 cm	12 Stück ohne Schutzring	12	120	7617500	15190905	

* Bitte beachten Sie zur Abrechnung der Produkte im Sprechstundenbedarf die gültige SSB-Vereinbarung in Ihrem KV-Gebiet.



BSN medical GmbH · Schützenstraße 1-3 · 22761 Hamburg
www.bsnmedical.de
Tel. +49 (0) 511 6781-110 · Fax +49 (0) 511 6781-132



Wound care in best hands



Wound care in best hands



#HealingMeSoftly

Die Leukoplast® skin sensitive Familie: Zuverlässiger Halt, sanfte Entfernung.

Fragile Haut: eine tägliche Herausforderung

Fixierpflaster und Wundverbände sind ein wesentlicher Bestandteil Ihrer täglichen Routine. Das Anlegen und Entfernen dieser Verbände kann jedoch negative Auswirkungen auf insbesondere empfindliche und geschädigte Haut haben – und neben vermeidbaren Schmerzen bei Patienten auch zu mehr Zeit- und Kostenaufwand für die Nachversorgung führen.

Folgende Ihrer Patientengruppen sind besonders betroffen:

- Ältere Patienten
- Säuglinge
- Patienten, die bestimmte Medikamente erhalten
- Patienten, bei denen häufige Verbandwechsel erforderlich sind
- Patienten, die krankheitsbedingt an einer empfindlichen Haut leiden

Mit Leukoplast® skin sensitive versorgen Sie empfindliche Haut einfach, professionell und sanft und beugen Hautschädigungen vor. Weniger Aufwand und Kosten für Sie – mehr Komfort für Ihre Patienten.






Skin Tears – die unterschätzten Wunden

Hautschädigungen, zu denen u. a. das Auftreten von Hautrötungen und/oder anderen Anzeichen von Hautanomalien gehören, sind ein gängiges Bild im medizinischen Alltag. Eine besonders schwerwiegende Art der Hautschädigung sind **Hauteinrisse**, die sogenannten **Skin Tears**. Laut dem International Skin Tear Advisory Panel (ISTAP) sind Skin Tears traumatische Wunden, die oft bei älteren Menschen, aber auch bei Neugeborenen und Kindern durch mechanisches Einwirken auftreten können.¹ Dies kann unter anderem auch durch das Entfernen von klebenden Wundauflagen oder Fixierungen verursacht werden.

Insgesamt beträgt die Prävalenz von Skin Tears bis zu 22 % in Krankenhäusern.²

Nicht richtig versorgt, können Hautschädigungen wie Skin Tears schnell zu vermeidbaren Schmerzen und Infektionen führen, sich aber auch zu komplexen, chronischen Wunden entwickeln. Das erhöht nicht nur den **Arbeitsaufwand**, sondern auch die **Behandlungskosten**:



1: International Skin Tear Advisory Panel (ISTAP): www.skintears.org
2: Strazzeri-Pulido KC, Peres GR, Campanili TC, Santos VL: Skin tear prevalence and associated factors: a systematic review. Rev Esc Enferm USP; 2015 Aug; 49 (4): 674-80



Die Lösung: Wundverbände auf Silikonbasis

Leukoplast® skin sensitive Produkte verbinden eine zuverlässige Haftung mit einer atraumatischen Entfernung. Denn statt Acrylat- oder einem Kautschuk-Harz-Kleber wird Silikon verwendet. Silikon bietet eine sehr gute Haftung, „verklebt“ aber nicht mit der Haut, wie es bei herkömmlichen Klebern oft der Fall ist.




- Silikonauftrag**
- Hat eine geringe Oberflächenspannung
 - Somit ist die Anfangshaftung auf der Haut sofort gegeben und eine sichere Verbindung hergestellt
 - Dadurch weniger Kraft beim Entfernen notwendig

Hautschonend mit vielen Vorteilen

In deutschen Krankenhäusern und Praxen wurde eine Studie mit Fixomull® skin sensitive unter klinischen Routinebedingungen durchgeführt. Teilnehmer über einen Zeitraum von 1 bis zu 7 Tagen waren 57 Patienten, davon 35 mit empfindlicher oder geschädigter Haut.¹

Die wichtigsten Ergebnisse für Patienten mit sehr empfindlicher, fragiler Haut:



1 Prospective, multicenter, observational study to evaluate the product characteristics of an adhesive fixation dressing, tested product: Fixomull® skin sensitive, sponsored by Essity, 2017; data on file

Die Leukoplast® skin sensitive Familie

Leukoplast® skin sensitive bietet atraumatische Lösungen für viele Behandlungen:



Fixierung



nicht steril

Leukoplast®
Fixomull® skin sensitive
für die vollflächige Fixierung

- Sichere Fixierung von Wundauflagen oder für die Sekundärfixierung**
- Zuschneidbar auf die gewünschte Größe
 - Besonders für viel bewegte und stark konturierte Körperstellen geeignet
 - Atmungsaktive Oberfläche



nicht steril

Leukoplast® skin sensitive
Rollenpflaster

- Für die Fixierung von Wundverbänden oder für die Sekundärfixierung**
- Einfach von Hand reißbar für eine schnelle Anwendung
 - Anschmiegsam und nahezu transparent

Postoperative Wundverbände



steril

Leukoplast®
Leukomed® skin sensitive
Vlieswundverband mit Wundauflage

- Zum Wundschutz bei fragiler und empfindlicher Haut**
- Hautfreundliche atraumatische Entfernung
 - Deckt Wunden ab und schützt sie, z. B. geschlossene chirurgische Wunden, Schnitte und Abschrüfungen
 - Absorbiert Blut und Wundflüssigkeit



steril

Leukoplast®
Leukomed® T skin sensitive
wasserdichter Folienverband

- Für einen sterilen Wundschutz oder für die sterile Sekundärfixierung**
- Schutz vor dem Eindringen von Bakterien, Viren oder Wasser bei postoperativen und oberflächlichen traumatischen Wunden
 - Sterile Fixierung von Primärverbänden und Kompressen
 - Sekundärfixierung von Schläuchen und Kanülen
 - Schutz vor Reibung und Scherkräften bei nicht mehr sezernierenden Wunden



steril

Leukoplast®
Leukomed® T plus skin sensitive
wasserdichter Folienverband mit Wundauflage

- Für einen sterilen Wundschutz sezernierender Wunden**
- Schutz vor dem Eindringen von Bakterien, Viren oder Wasser nach chirurgischen Inzisionen
 - Bedeckt und schützt oberflächliche Schnitt- und Risswunden sowie leichte Verbrennungen
 - Absorbiert Blut und Wundflüssigkeit