

Cutimed® Sorbact®

Die wirkstofffreie Alternative zu
Silber- und PHMB-Wundverbänden



Das Gesetz für mehr Sicherheit in der
Arzneimittelversorgung (GSAV) bestätigt:

Der G-BA konkretisiert den Verbandmittelbegriff und
grenzt sonstige Produkte zur Wundbehandlung davon ab.

Cutimed® Sorbact®
bleibt als DACC-
beschichtete Wund-
auflage weiterhin
erstattungsfähig

Cutimed®

Neue Verbandmitteldefinition

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) haben im Rahmen des Gesetzes für mehr **Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV)** die Verbandmitteldefinition und G-BA-Abgrenzungsrichtlinie neu geregelt. Durch die neue Definition des Verbandmittel-Begriffes sind Wundauflagen mit einer **ergänzenden pharmakologischen, immunologischen oder metabolischen Wirkungsweise im menschlichen Körper** zukünftig in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht mehr automatisch erstattungsfähig¹.

GSAV – Verbandmitteldefinition

Produktgruppe 1: Eineindeutige Verbandmittel	Produktgruppe 2: Produkte mit ergänzenden Eigenschaften	Produktgruppe 3: Sonstige Produkte zur Wundbehandlung
<p>Die in den Listen zu den Produktgruppen Teil 1 enthaltenen Produkte sind ohne Weiteres erstattungsfähig.</p>	<p>Unterstützen die natürliche Wundheilung, ohne eine eigenständige Wirkung zu entfalten. Dadurch agieren sie ohne pharmakologische, metabolische oder immunologische Wirkweise im menschlichen Körper.</p> <p>Produkte, die diese Kriterien erfüllen, gelten als Verbandmittel und sind weiterhin erstattungsfähig. Beispiele: Produkte, die die Wunde feucht halten, Wundexsudat binden, Gerüche binden, ein Verkleben mit der Wunde verhindern (antiadhäsiv) bzw. atraumatisch wechselbar sind, reinigen oder antimikrobiell sind.</p>	<p>Betrifft Produkte, die den Hauptnutzen (bedecken und aufsaugen) nicht erfüllen und/oder eine eigenständige therapeutische Wirkung entfalten. Sie zählen nicht mehr automatisch zu den Verbandmitteln und sind nicht unmittelbar verordnungs- und erstattungsfähig zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung.</p> <p>Produkte aus dieser Gruppe können nach der Übergangsfrist nur nach einer Prüfung des medizinischen Nutzens durch den G-BA erstattet werden.</p>
<p>z. B.: Binden sowie klassische Verbandmittel wie Kompressen, Pflaster, Tupfer, Polstermaterial, Cast-Verbände und viele mehr.</p>	<p>z. B.: Schaumverbände (Cutimed® Siltec®), Superabsorber (Cutimed® Sorbion®) und bakterienbindende Verbände (Cutimed® Sorbact®)</p>	<p>z. B.: Silberwundverbände und PHMB Wundverbände, Kollagenverbände (Cutimed® Epiona®)</p>

Gesetzliche Übergangsfrist

Die Übergangsfrist, in der Verbandmittelhersteller den medizinischen Nutznachweis erbringen können, damit betreffende Produkte auch nach der Übergangsfrist weiter erstattungsfähig bleiben, ist aktuell auf 12 Monate festgelegt und endet am 01.12.2021. Aktuell wird über eine Verlängerung dieser Frist von 12 auf 24 Monate debattiert.

¹§ 31 Absatz 1a Satz 2 SGB V

Was bedeutet das?



Der Wundverband **Cutimed® Sorbact®** bleibt aufgrund seines **rein physikalischen Wirkprinzips** durch die DACC-Beschichtung gemäß **§31 Absatz 1a SGBV** auch **künftig eindeutig weiter erstattungsfähig.**




Erstattungsfähigkeit von Silber- und PHMB-Verbänden zukünftig unklar.

Da diese Verbandmittel eine ergänzende pharmakologische Wirkung im menschlichen Körper entfalten können, ist die Erstattungsfähigkeit in Frage gestellt. Analog einem Pharmazeutikum können Silber- und PHMB-Verbände nach der gesetzlich geregelten Übergangsfrist nur nach einer konkreten Prüfung des medizinischen Nutzens durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) von der GKV erstattet werden.

Cutimed® Sorbact® bleibt verordnungsfähig

- **Cutimed® Sorbact®** bekämpft Infektionen rein physikalisch
- **Cutimed® Sorbact®** bindet Keime nach dem Prinzip der hydrophoben Wechselwirkung und setzt keine chemischen Wirkstoffe frei
- Viele pathogene Keime und Pilze sind hydrophob und binden sich deshalb irreversibel an die Wundaufgabe
- Bei jedem Verbandwechsel wird die Anzahl der Keime in der Wunde reduziert
- Die Wunde erhält durch das Wirkprinzip optimale Bedingungen zur Heilung




100%
die richtige Wahl mit
Cutimed® Sorbact®

100%
physikalisch wirksam
0%
Silber oder PHMB


Physikalisch, einzigartig: Das Sorbact®-Wirkprinzip

Cutimed® Sorbact® nutzt die sichere und effektive **Sorbact®-Technologie**.


Durch die rein physikalische Wirkweise werden Bakterien und Pilze entfernt, ohne zusätzliche Endotoxine freizusetzen.¹



1. Eine **infizierte, kolonisierte** Wunde.



2. **Cutimed® Sorbact®** wird direkt auf die Wunde appliziert. Bakterien und/oder Pilze binden sich an das **Sorbact®-Gewebe**.



3. **Mit jedem Verbandwechsel** werden die gebundenen Krankheitserreger aus der Wunde entfernt.

¹Wie in vitro gezeigt: Susilo YB, Husmark J, DACC Coated Wound Dressing and Endotoxin: Investigation on Binding Ability and Effect on Endotoxin Release from Gram-negative Bacteria. Poster presented at EWMA 2019.

Cutimed® Sorbact® Bestellübersicht

PZN für
das Rezept

Kombinationsprodukte		Wundpadgröße	Größe	Inhalt	BE/VE	Best.-Nr.	PZN*
	Cutimed® Sorbact® Hydroactive B (Border) Absorbierende, keimreduzierende Wundauflage mit Hafrand; unterstützt das autolytische Débridement 	5 x 6,5cm	7 x 8,5cm	12 Stück	1/10	7993310	07352452
		10 x 10cm	14 x 14cm	12 Stück	1/10	7993311	07352682
		15 x 15cm	19 x 19cm	12 Stück	1/10	7993312	07353380
		10 x 20cm	14 x 24cm	12 Stück	1/10	7993313	07353428
	Cutimed® Siltec® Sorbact® Hochabsorbierender, keimreduzierender Schaumverband mit Silikon-Hafrand 	4 x 4cm	7,5 x 7,5cm	12 Stück	1/10	7325107	07342672
		6 x 6cm	10 x 10cm	12 Stück	1/10	7325117	13574412
		8,2 x 8,2cm	12,5 x 12,5cm	12 Stück	1/10	7325108	07342689
		10 x 10cm	15 x 15cm	12 Stück	1/10	7325109	07343140
		5 x 16,5cm	10 x 22,5cm	12 Stück	1/10	7325115	13574398
		12,3 x 12,3cm	17,5 x 17,5cm	6 Stück	1/10	7325110	07343157
	Cutimed® Siltec® Sorbact® (Oval)	6 x 3cm	7 x 10cm	12 Stück	1/10	7325119	13574429
	Cutimed® Siltec® Sorbact® (Sacrum)	12,5 x 10,6cm	17,5 x 17,5cm	6 Stück	1/10	7325112	07343246
	Cutimed® Sorbion® Sorbact® Superabsorbierender, keimreduzierender Wundverband ohne Hafrand 	16,6 x 14cm	23 x 23cm	6 Stück	1/10	7325113	07343269
		8 x 9cm	10 x 10cm	12 Stück	1/12	7269804	10526387
		7,7 x 17,8cm	10 x 20cm	12 Stück	1/6	7269805	10526393
		17,8 x 17,8cm	20 x 20cm	12 Stück	1/4	7269806	10526401
	17,5 x 27,5cm	20 x 30cm	12 Stück	1/4	7269807	10526418	
Basissortiment							PZN*
	Cutimed® Sorbact® Gel Mit Hydrogel imprägnierte keimreduzierende Kompresse 		7,5 x 7,5cm	12 Stück	1/36	7261102	07353434
			7,5 x 15cm	12 Stück	1/20	7261103	07353440
			15 x 20cm	6 Stück	1/8	7261115	15637884
	Cutimed® Sorbact® Saugkomresse Mit einer dicken Saugschicht für die zusätzliche Exsudataufnahme 		7 x 9cm	6 Stück	1/16	7216103	07343275
			7 x 9cm	42 Stück	1/4	7216102	07343281
			10 x 10cm	6 Stück	1/16	7216203	07343298
			10 x 10cm	42 Stück	1/2	7216202	07346948
			10 x 20cm	24 Stück	1/2	7216301	07347161
	Cutimed® Sorbact® Tamponade Für die Anwendung in tiefen Wunden 		2 x 50cm	12 Stück	1/6	7216607	15657668
			2 x 50cm	24 Stück	1/6	7216602	07351731
			5 x 200cm	12 Stück	1/6	7216701	07351808
	Cutimed® Sorbact® Kompresse Primäre Wundauflage für oberflächliche oder tiefe Wunden 		4 x 6cm	6 Stück	1/24	7216403	07347215
			4 x 6cm	42 Stück	1/6	7216402	07348031
			7 x 9cm	6 Stück	1/24	7216503	07348640
			7 x 9cm	42 Stück	1/6	7216502	07348657
	Cutimed® Sorbact® Tupfer Zur Reinigung, aber auch Versorgung tiefer Wunden 		walnussgroß	75 Stück (15 x 5)	1/6	7216801	07351814
	Cutimed® Sorbact® NPWT Wundfüller Keimreduzierender Wundfüller zur Anwendung unter NPWT 		17 x 28cm	42 Stück	1/6	7269300	10272426
			10 x 100cm	12 Stück	1/6	7269301	10272432

Cutimed® ist eine eingetragene Marke von BSN Medical GmbH. Sorbact® ist eine eingetragene Marke von ABIGO medical AB. *Alle PZNs gelten nur für Deutschland.